



**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
С.Зоригийн гудамж-2, Утас: +976-77111027

И-мэйл: info@fchm.edu.mn

2026. 02. 02 № 2/218

танай _____-ны № _____-т

Үнийн санал авах тухай

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Үндсэн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай ариутгалын хэрэгсэлд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1-д заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 02 дугаар сарын 04-ний 16 цаг хүртэл хүлээн авна.

Майл хаяг: procurement@fchm.edu.mn

Хаяг: УНТЭ-ийн 1 давхар 103 тоот

Хавсралт 1 хуудастай.

ЭМНЭЛЗҮЙ ЭРХЭЛСЭН
ДЭД ЗАХИРАЛ



М.АДИЛСАЙХАН

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий
захирлын 2026 оны ... дугаар сарын ...-ны
өдрийн ... дугаар албан бичгийн хавсралт



Үнийн санал

Д/д	Бүтээгдэхүүний нэр	Тенникийн тодорхойлолот	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плазмын шахмал хэлбэр болох кассетан хор	/H2O2/	Ширхэг	87
2	Ариутгалын даавуун боолтын материал 75*75 см №250	Нэхмэл бус полипропилен даавууны гурван давхаргаас бүрдэх ба микроорганизмийн эсрэг дээд зэргийн хамгаалалттай, шингэн болон чийгэнд тэсвэртэй эмнэлгийн багаж хэрэгслийг бооход ашиглана. Дан болон давхар савалгаанд ашиглаж болно.	Пакет	10
3	Ариутгалын даавуун боолтын материал /90*90 см №250/		Пакет	12
4	Bowie disk тест	Ариутгалын автоклавын камер дахь агаар бүрэн зайлуулагдах, уур индикаторын бүх хэсэгт жигд нэвчсэн үед өнгө хувирна.	Ширхэг	20
5	Спортой нянгийн тест автоклавын	Ариутгалын автоклавын бактерийн спор устгаж буй эсэхийг шалгах. Өсгөвөлтийн дараа чирнээлэн ягаанаас шар өнгөтэй болно.	Ширхэг	6
6	Спортой нянгийн тест плазмын	автоклавын бактерийн спор устгаж буй эсэхийг шалгах.	Ширхэг	8
7	4 Зэрэглэлийн химийн индикатор /75см, №200/	121°C-д 15 минут, 134°C-т хамгийн багадаа 3.5 минут байсан үед өнгө ягаанаас хар өнгөтэй болж хувирна.	Боодол	24
8	6 Зэрэглэлийн химийн индикатор /120см, №200/	121°C-д 15 минут, 134°C-т хамгийн багадаа 3.5 минут байсан үед өнгө ягаанаас хар саарал өнгөтэй болж хувирна.	Боодол	20
9	Нэг удаагийн ариутгалын цаас /d30/	200м*d-30 см	Рулон	2
10	Нэг удаагийн ариутгалын цаас /d20/	200м*d-20 см	Рулон	15
11	Нэг удаагийн ариутгалын цаас /d25/	200м*d-25см	Рулон	20
12	Нэг удаагийн ариутгалын цаас /d40/	200м*d-40см	Рулон	2

----- ooo OOO ooo -----